	<h1 style="text-align: center;">INSTRUKSI KERJA</h1>				Diperiksa	Disahkan
					(Ahmad Sugeng P., S.Kp.) Ka Sub Unit Lab	(Joni Siswanto, S.Kep., M.Kes.) Sekjur
	No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman		
Kode Distribusi		0		1 dari 1		

CARA PENGGUNAAN PROSTATE EXAMINATION SIMULATOR

INSTRUKSI KERJA :

a. Lingkup kerja penggunaan alat :

- a. Digunakan untuk semua kegiatan belajar mengajar di laboratorium untuk melakukan simulasi pemeriksaan prostat
- b. Simulator ini didesain untuk memfasilitasi latihan pemeriksaan prostat
- c. Lingkup kegiatan pemeriksaan meliputi:
 - 1) Tiga posisi pasien dapat disimulasikan meliputi: supinasi, pronasi, dan posisi lateral
 - 2) Sepuluh model prostat yang berbeda meliputi prostat yang normal disiapkan untuk pelatihan.
 - 3) Model prostat dapat diubah dengan mudah dengan merotasi "dial"


b. Ketrampilan / pelatihan yang dibutuhkan untuk penggunaan alat (optional):

- a. Memahami operasional PROSTATE EXAMINATION SIMULATOR
- b. Dapat melakukan pengaturan set yang terdiri dari: lumbar torso, anus pad, unit rotasi: 20 prostat terpasang dengan posisi: normal 2 variasi, membesar: 2 stages, karsinoma: 5 variasi, dan prostatitis 1; vaselin, sarung tangan, storage case.

c. Langkah-langkah kerja penggunaan alat :

a. Persyaratan pengoperasian

- 1) Material dari model merupakan komposisi spesial resin lunak
- 2) Setiap tindakan pemindahan harus dilakukan dengan hati-hati
- 3) Lapisi sarung tangan pemeriksa dengan vaselin, ketika anda melakukan latihan.
- 4) Simpan set training dalam suhu ruangan, jauhi dari paparan sinar matahari langsung, sumber api, dan kelembaban.
- 5) Tindakan yang tidak boleh dilakukan:
 - a) Membersihkan simulator dengan thinner atau larutan organik
 - b) Jangan membubuhkan tulisan pada phantom dan model dengan pena atau meletakkan benda yang terdapat tulisan dari tinta pada permukaan. Bercak tinta pada model tidak dapat dibersihkan.

	<h1 style="text-align: center;">INSTRUKSI KERJA</h1>				Diperiksa	Disahkan
					(Ahmad Sugeng P., S.Kp.)	(Joni Siswanto, S.Kep., M.Kes.)
	No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman	Ka Sub Unit Lab	Sekjur
Kode Distribusi		0		1 dari 1		
CARA PENGGUNAAN						
INSTRUKSI KERJA :						
<p>b. Pengoperasian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempatkan model torso di atas tempat tidur. 2) Atur model torso sesuai tiga posis yang diinginkan seperti pada langkah 1.c.1 3) Pilih kasus yang akan diperiksa dengan mengatur dial. 4) Pakai sarung tangan, lumasi ujung jari telunjuk dengan vaselin dan pada jalan masuk anus. 5) Ketika melakukan insersi jari, terasa ada tahanan, tarik kembali dan lumasi vaselin lebih banyak. 6) Memasukkan jari dengan tekanan kuat atau dipaksa tanpa pelumas akan merusak atau merobek mulut anus torso. 						