

	<h1 style="text-align: center;">INSTRUKSI KERJA</h1>				Diperiksa	Disahkan
					(Ahmad Sugeng P., S.Kp.) Ka Sub Unit Lab	(Joni Siswanto, S.Kep., M.Kes.) Sekjur
	No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman		
Kode Distribusi	0		1 dari 1			

CARA PENGGUNAAN FEMALE CATHETERIZATION SIMULATOR

INSTRUKSI KERJA :

1. Lingkup kerja penggunaan alat :
 - a. Digunakan untuk semua kegiatan belajar mengajar di laboratorium untuk melakukan simulasi pemasangan kateter wanita
 - b. Digunakan untuk semua kegiatan yang menggunakan FEMALE CATHETERIZATION SIMULATOR
2. Ketrampilan / pelatihan yang dibutuhkan untuk penggunaan alat (optional):
 - a. Memahami operasional FEMALE CATHETERIZATION SIMULATOR
 - b. Memperoleh keterampilan cara pemasangan kateter wanita
3. Langkah-langkah kerja penggunaan alat :
 - a. Persyaratan pengoperasian**
 - 1) Letakkan FEMALE CATHETERIZATION SIMULATOR pada tempat yang datar dan bersih
 - 2) Tutup semua klem
 - 3) Gunakan hanya kateter dengan ukuran 16
 - 4) Pastikan kateter telah di lubrikasi sebelum diinsersi.
 - b. Pengoperasian**
 - 1) Isi kantong cairan dengan air bersih
 - 2) Hubungkan selang cairan dengan simulator dan selang drain
 - 3) Buka klem selang dan selang drain.
 - 4) Setelah air mulai mengalir ke selang drain, segera tutup klem drain.