

	<h1 style="text-align: center;">INSTRUKSI KERJA</h1>				Diperiksa	Disahkan
					(Ahmad Sugeng P., S.Kp.) Ka Sub Unit Lab	(Joni Siswanto, S.Kep., M.Kes.) Sekjur
	No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman		
Kode Distribusi	0		1 dari 1			

CARA PENGGUNAAN SUTURE ARM SIMULATOR

INSTRUKSI KERJA :

1. Lingkup kerja penggunaan alat :
 - a. Digunakan untuk semua kegiatan belajar mengajar di laboratorium untuk melakukan simulasi menjahit luka pada tangan.
 - b. Digunakan untuk kegiatan pembelajaran menjahit luka.
2. Ketrampilan / pelatihan yang dibutuhkan untuk penggunaan alat (optional):
 - a. Memahami operasional suture arm simulator
 - b. Memperoleh keterampilan cara menjahit luka
3. Langkah-langkah kerja penggunaan alat :
 - a. Persyaratan pengoperasian**
 - 1) Letakkan suture arm simulator pada tempat yang datar dan bersih
 - 2) Gunakan jarum jahit khusus untuk menjahit luka.
 - b. Pengoperasian**
 - 1) Siapkan model luka yang akan dijahit pada manekin.
 - 2) Gunakan jarum jahit mulai dari yang terkecil.
 - 3) Jahitan dimulai dari arah ujung luka
 - 4) Tarik benang tanpa tekanan supaya tidak merobek kulit manekin.
 - 5) Jangan menuang bahan berwarna ke kulit manekin seperti produk antiseptik cair.
 - 6) Aplikasi perekat balutan luka, harus segera dibersihkan dari kulit untuk mencegah bercak pada kulit manekin.