

	INSTRUKSI KERJA				Diperiksa	Disahkan
					(Ahmad Sugeng P., S.Kp.) Ka Sub Unit Lab	(Joni Siswanto, S.Kep., M.Kes.) Sekjur
	No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman		
Kode Distribusi		0		1 dari 1		

<p align="center">PROSEDUR PEMAKAIAN MICROSCOPE PC 102B</p> <p>INSTRUKSI KERJA :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lingkup kerja penggunaan alat : Ketrampilan / pelatihan yang dibutuhkan untuk penggunaan alat (optional): Memahami prosedur pemakaian Mikroskop PC 102B. Langkah-langkah kerja penggunaan alat : <ol style="list-style-type: none"> Persyaratan pengoperasian: Letakkan Mikroskop PC 102B. di tempat yang datar. Pengoperasian: <ol style="list-style-type: none"> Keluarkan mikroskop dari boks kartonnya. Perhatikan tanda atas dan bawah saat meletakkan boks dengan busa pengaman mikroskop. Keluarkan dahulu bodi mikroskop. Pasangkan satu persatu lensa objektif mulai dari pembesaran 4X, 10X, 40X DAN 100X Pasangkan head eye piece dan kedua lensa okuler dengan pembesaran standar 10X Hubungkan mikroskop ke sumber tegangan listrik dengan kabel power yang sesuai. Hidupkan mikroskop dengan power switch ON/OFF Letakkan slide dan posisikan pembesaran objektif yang diinginkan. Atur cahaya dengan pengatur cahaya lampu di bagian samping bawah mikroskop. Atur naik turun lensa terhadap objek dengan pengatur makro disamping mikroskoip untuk mendekati fokus, kemudian atur dengan mikro di pemutar fokus di bagian tengah untuk mendapatkan gambar objek yang maksimal. Sesuaikan intensitas cahaya dengan pengatur diafragma di bagian bawah meja objek. Untuk pembesaran objektif 100X, gunakan IMMERSION OIL pada slide.
