

	<h1 style="text-align: center;">INSTRUKSI KERJA</h1>				Diperiksa	Disahkan
					(Ahmad Sugeng P., S.Kp.) Ka Sub Unit Lab	(Joni Siswanto, S.Kep., M.Kes.) Sekjur
	No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman		
Kode Distribusi	0		... dari ...			

CARA PENGGUNAAN INTRADERMAL INJECTION SIMULATOR

INSTRUKSI KERJA :

1. Lingkup kerja penggunaan alat :
 - a. Digunakan untuk semua kegiatan belajar mengajar di laboratorium untuk melakukan simulasi injeksi intra dermal/intracutan
 - b. Digunakan untuk semua kegiatan yang menggunakan INTRADERMAL INJECTION SIMULATOR
2. Ketrampilan / pelatihan yang dibutuhkan untuk penggunaan alat (optional):
 - a. Memahami operasional INTRADERMAL INJECTION SIMULATOR
 - b. Memperoleh keterampilan cara pemberian injeksi intra cutan
3. Langkah-langkah kerja penggunaan alat :
 - a. Persyaratan pengoperasian**
 - 1) Letakkan INTRADERMAL INJECTION SIMULATOR pada tempat yang datar dan bersih
 - 2) Gunakan jarum ukuran 25 G
 - 3) Gunakan aquadest sebagai media injeksi
 - b. Pengoperasian**
 - 1) Tempatkan manikin pada tempat yang datar dan bersih
 - 2) Lakukan injeksi pada tempat yang berbeda dengan yang telah dilakukan sebelumnya.
 - 3) Lengan terdapat delapan titik untuk praktik injeksi intrakutan. Jika cairan diinjeksikan dengan tepat, karakteristik bilur kulit akan terbentuk.
 - 4) Bilur dapat dihilangkan dengan menyedot cairan setelah praktik.
 - 5) Setiap tempat dapat dipakai beberapa kali oleh praktikan.