


| | | | | | | |
|---|--|--------|--------------|---------|---|---|
|  | <h1 style="text-align: center;">INSTRUKSI KERJA</h1> | | | | Diperiksa | Disahkan |
| | | | | | (Ahmad Sugeng P., S.Kp.) Ka Sub Unit Lab | (Joni Siswanto, S.Kep., M.Kes.) Sekjur |
| | No. Dokumen | Revisi | Tanggal | Halaman | | |
| Kode Distribusi | 0 | | ... dari ... | | | |

CARA PENGGUNAAN INTRAMUSCULAR INJECTION SIMULATOR

INSTRUKSI KERJA :

1. Lingkup kerja penggunaan alat :
 - a. Digunakan untuk semua kegiatan belajar mengajar di laboratorium untuk melakukan simulasi injeksi IM
 - b. Digunakan untuk semua kegiatan yang menggunakan INTRAMUSCULAR INJECTION SIMULATOR
2. Ketrampilan / pelatihan yang dibutuhkan untuk penggunaan alat (optional):
 - a. Memahami operasional INTRAMUSCULAR INJECTION SIMULATOR
 - b. Memperoleh keterampilan cara pemberian injeksi intra muskular
3. Langkah-langkah kerja penggunaan alat :
 - a. Persyaratan pengoperasian**
 - 1) Letakkan INTRAMUSCULAR INJECTION SIMULATOR pada tempat yang datar dan bersih
 - 2) Gunakan Jarum Ukuran 20-25 G
 - 3) Gunakan Aquadest sebagai media injeksi
 - 4) Injeksi tidak boleh dilakukan pada area manikin yang terbuka
 - b. Pengoperasian**
 - 1) Tempatkan manikin pada tempat yang datar dan bersih
 - 2) Lakukan injeksi pada tempat yang berbeda dengan yang telah dilakukan sebelumnya.